



Cateterismo Intermitente limpo para meninos

Vamos ajudar o Doutor Bexiga a eliminar a urina, o "xixi". Com a ajuda de um adulto, reveja todos os passos da técnica do cateterismo intermitente limpo. Siga sempre as orientações que recebeu do seu médico e do enfermeiro.



Expor adequadamente a genitália. Caso apresente micção espontânea, esta deve ocorrer antes do início do cateterismo, se indicado pelo médico.

Passo
04

Preparar o material:
* Cateter uretral
* Água corrente
* Recipiente para lixo
* Lubrificante
* Toalha ou papel

Passo
02

Passo
03

Disponer o material em local limpo e de fácil acesso.

Limpar a glândula e o meato uretral com água e sabão após retraindo o prepúcio.

Passo
06

Lavar as mãos com água e sabão. A utilização de lenços umedecidos ou álcool em gel é uma alternativa, caso a água esteja indisponível

Passo
05



Segurar o pênis perpendicularmente apontando-o para o umbigo.

Passo
07

Colocar um pouco de lubrificante no cateter.

Passo
08

Passo
01
Início

Escolha o melhor lugar para você, fazendo com que se sinta confortável. O procedimento pode ser realizado na cadeira de rodas, vaso sanitário ou cama.

